



[DRÄGER VAMOS PATIENT MONITOR REF 6870750-20 - OHNE NETZTEIL](#)

SKU: BD112025

zzgl. [Versandkosten](#)

Dräger Vamos Patient Monitor REF 6870750-20 ist ein vielseitiges Überwachungsgerät für die kontinuierliche Erfassung vitaler Parameter in klinischen Umgebungen. Dieses Modell wird ohne Netzteil geliefert und überzeugt durch präzise Messungen sowie eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche.



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#), [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Dräger Vamos Patient Monitor** (REF 6870750-20) ist ein hochmodernes, tragbares Überwachungsgerät, das speziell für die kontinuierliche Patientenüberwachung in verschiedenen klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Dieses Modell wird **ohne Netzteil** geliefert, was Flexibilität bei der Stromversorgung bietet und ideal für den Einsatz mit kompatiblen Netzteilen oder Batterien ist.

Der Dräger Vamos zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein robustes Design aus, das für den Einsatz in anspruchsvollen medizinischen Umgebungen optimiert wurde. Mit seinem intuitiven Benutzerinterface ermöglicht das Gerät eine einfache Handhabung und schnelle Bedienung, was insbesondere in Notfallsituationen von entscheidender Bedeutung ist.

Wesentliche Merkmale und Funktionen:

- **Multifunktionale Patientenüberwachung:** Erfasst und analysiert wichtige Vitalparameter wie EKG, Blutdruck (invasiv und nicht-invasiv), Sauerstoffsättigung (SpO2), Atemfrequenz und Temperatur.



- **Hochauflösendes Farbdisplay:** Bietet eine klare und übersichtliche Darstellung der Messwerte und Trends, die eine schnelle Interpretation und Entscheidungsfindung unterstützt.
- **Flexible Konnektivität:** Ermöglicht die Integration in Krankenhausnetzwerke und die Datenübertragung zu zentralen Monitoringsystemen.
- **Erweiterbare Messmodule:** Das System lässt sich durch zusätzliche Module an spezifische Anforderungen anpassen, beispielsweise zur Überwachung weiterer Parameter.
- **Lange Akkulaufzeit:** Gewährleistet eine zuverlässige Überwachung auch während Transporten oder bei temporärem Stromausfall (abhängig vom eingesetzten Netzteil oder Akku).
- **Alarmmanagement:** Intelligente Alarmsysteme unterstützen das medizinische Personal durch zeitnahe Warnungen bei kritischen Messwerten.

Anwendungsbereiche:

- Intensivpflege und Überwachungsstationen
- Notfallmedizin und Rettungsdienste
- Patiententransport innerhalb und außerhalb des Krankenhauses
- Operationssäle und Aufwachräume

Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät ohne Netzteil geliefert wird, sodass ein kompatibles Netzteil oder eine alternative Stromversorgung separat erworben werden muss. Dies ermöglicht eine individuelle Anpassung an die jeweilige klinische Infrastruktur.

Der Träger Vamos Patient Monitor REF 6870750-20 bietet eine zuverlässige und präzise Lösung zur Patientenüberwachung, die durch ihre Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit überzeugt. Ideal für medizinische Einrichtungen, die Wert auf Qualität, Mobilität und umfangreiche Funktionalität legen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

