



[DWL MULTI DOP P DOPPLER MIT 02 STIFTSONDEN](#)

SKU: BH122025

zzgl. [Versandkosten](#)

DWL Multi Dop P Doppler ist ein hochpräzises Ultraschall-Dopplergerät zur zuverlässigen Erfassung und Analyse von Blutflussbewegungen. Ausgestattet mit zwei ergonomischen Stiftsonden garantiert es eine vielseitige Anwendung in der vaskulären Diagnostik und bietet eine klare akustische Darstellung der Gefäßströme.



Categories: [Doppler](#), [Ultraschall / Doppler / Sonden / Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **DWL Multi Dop P Doppler** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät zur präzisen Dopplersonographie, das speziell für die nicht-invasive Untersuchung der Blutflussgeschwindigkeit in Gefäßen entwickelt wurde. Es eignet sich ideal für den Einsatz in der Gefäßdiagnostik, Kardiologie sowie in der neurologischen und peripheren Gefäßdiagnostik.

Zum Lieferumfang gehören **2 Stiftsonden**, die eine flexible und komfortable Handhabung ermöglichen. Diese Sonden sind ergonomisch gestaltet und gewährleisten eine optimale Kontaktaufnahme zur Haut, um zuverlässige und genaue Messwerte zu liefern.

Wesentliche Merkmale des DWL Multi Dop P Dopplers:

- **Multi-Frequenz-Technologie:** Für die Anpassung an verschiedene Untersuchungsbereiche und Tiefe der Gefäße.
- **Hochauflösende Signalverarbeitung:** Gewährleistet eine klare Darstellung der Blutflussmuster und ermöglicht



eine präzise Diagnostik.

- **Ergonomisches Design:** Leichtes und handliches Gerät für den einfachen Gebrauch in klinischen und ambulanten Settings.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Intuitive Steuerung für schnelle und effiziente Anwendungen.
- **Robuste Bauweise:** Für den täglichen Einsatz in anspruchsvollen medizinischen Umgebungen konzipiert.

Das DWL Multi Dop P Doppler mit 2 Stiftsonden bietet neben seiner hohen Messgenauigkeit auch eine vielseitige Einsatzmöglichkeit bei der Untersuchung von Arterien und Venen. Durch die zuverlässige Signalgebung unterstützt es Ärzte dabei, Gefäßverengungen, Durchblutungsstörungen und andere vaskuläre Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und gezielt zu behandeln.

Technische Vorteile im Überblick:

- Präzise Dopplerfrequenz für unterschiedliche Gefäßgrößen
- Schnelle Anpassung an individuelle Patientenbedürfnisse
- Hohe Signalstabilität auch bei Bewegung
- Integrierte Schnittstellen zur einfachen Datenweitergabe

Zusammenfassend ist das DWL Multi Dop P Doppler mit 2 Stiftsonden ein unverzichtbares Werkzeug für medizinische Fachkräfte, die Wert auf genaue, zuverlässige und komfortable Gefäßuntersuchungen legen. Es unterstützt eine fundierte Diagnostik und trägt somit maßgeblich zur Verbesserung der Patientenversorgung bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight

80 kg



GALLERIE

