



DWL MULTI DOP PRO DOPPLER + 02 STIFTSONDEN

SKU: JQ072021

zzgl. [Versandkosten](#)

DWL Multi Dop Pro Doppler ist ein vielseitiges, hochauflösendes Ultraschall-Dopplersystem zur präzisen Gefäßdiagnostik, ergänzt durch zwei ergonomische Stiftsonden für eine komfortable und exakte Anwendung. Dieses Gerät ermöglicht zuverlässige Messungen der Blutflussgeschwindigkeit und unterstützt die effiziente Diagnostik in der Gefäßmedizin.



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

