




## [DWL MULTI-DOP X4-RC](#)

SKU: AO122025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

**DWL Multi-Dop X4-RC** ist ein vielseitiges Doppler-Ultraschallgerät zur zuverlässigen Messung der Blutflussgeschwindigkeit in verschiedenen Gefäßen. Es bietet präzise Diagnostik dank moderner Signalverarbeitung und ist ideal für den Einsatz in der Gefäßmedizin und Neurologie.



---

Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **DWL Multi-Dop X4-RC** ist ein hochmodernes, vielseitiges Doppler-Ultraschallgerät, das speziell für die präzise vaskuläre Diagnostik entwickelt wurde. Es eignet sich ideal für die Untersuchung arterieller und venöser Gefäße und unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, Durchblutungsstörungen zuverlässig zu erkennen und zu überwachen.

Das Gerät zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und die intuitive Bedienoberfläche aus, die eine einfache Handhabung auch in anspruchsvollen klinischen Umgebungen ermöglicht. Dank der robusten Konstruktion ist der Multi-Dop X4-RC für den mobilen Einsatz bestens geeignet.

### Wesentliche Merkmale und Vorteile:

- **Mehrkanal-Doppler-Technologie:** Ermöglicht die simultane Messung mehrerer Gefäße zur umfassenden Beurteilung der hämodynamischen Situation.
- **Variable Ultraschallfrequenzen:** Anpassbar an unterschiedliche Untersuchungsbereiche und Patientenprofile, um optimale Bildqualität und präzise Flussmessungen zu gewährleisten.
- **Hochauflösendes Display:** Klare Visualisierung von Flusskurven und Spektraldaten zur schnellen



Diagnosestellung.

- **Integrierte Speicher- und Dokumentationsfunktion:** Erleichtert das Abspeichern von Messergebnissen und die spätere Analyse oder den Vergleich im Verlauf.
- **Ergonomisches Design:** Für eine komfortable Handhabung auch bei längeren Untersuchungen.
- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten:** Kompatibel mit verschiedenen Doppler-Sonden und Zubehör für eine flexible Anwendung.

Das DWL Multi-Dop X4-RC unterstützt Ärzte, Gefäßchirurgen, Radiologen und weitere medizinische Fachkräfte dabei, präzise Diagnosen zu stellen und individuelle Therapiekonzepte zu entwickeln. Es ist ein unverzichtbares Instrument in der Gefäßdiagnostik, das durch seine Zuverlässigkeit und Präzision überzeugt.

Zusammenfassend bietet das DWL Multi-Dop X4-RC:

- Hochwertige Doppler-Ultraschalltechnik für eine exakte Gefäßbeurteilung
- Benutzerfreundliche Bedienung und ergonomisches Design
- Zuverlässige Dokumentationsmöglichkeiten für den klinischen Alltag
- Flexibilität durch anpassbare Sonden und Frequenzen

Mit dem DWL Multi-Dop X4-RC investieren Sie in eine leistungsstarke Lösung zur Verbesserung der patientenorientierten Gefäßdiagnostik.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

