



**DWL SMART DOP DOPPLER // MIT 03 STIFT
PROBE 2MHZ, 4MHZ STIFTE**

SKU: N022016

1.255,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

dabei 02 Stift-Sonden
2Mhz und 4Mhz

klein, leicht tragbar

hochwertiger DWL-Doppler

schnelle Befundung

internes 8,4" TFT-Farb-Display mit XGA-Auflösung

Netzwerkfähigkeit

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

dabei 03 Stift-Sonden



2Mhz und 4Mhz

klein, leicht tragbar

hochwertiger DWL-Doppler

schnelle Befundung

internes 8,4" TFT-Farb-Display mit XGA-Auflösung

Netzwerkfähigkeit

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

