



[DYONICS SMITH & NEPHEW POWER SHAVER 7205841,1 ITC 7205355 ELITE HANDPIECE](#)

SKU: BR032016

zzgl. [Versandkosten](#)

Dyonics Smith & Nephew POWER SHAVER 7205841,1 mit Elite Handpiece 7205355 ist ein hochwertiges, ergonomisch gestaltetes chirurgisches Instrument zur effizienten und präzisen Gewebsabtragung in der Arthroskopie. Das leistungsstarke Handstück ermöglicht eine optimale Kontrolle und Vielseitigkeit bei minimalinvasiven Eingriffen.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Dyonics Smith & Nephew POWER SHAVER 7205841,1** in Kombination mit dem **Elite Handpiece 7205355** stellt eine innovative Lösung für die minimalinvasive Chirurgie dar. Dieses hochwertige System wurde speziell entwickelt, um die Effizienz und Präzision bei arthroskopischen Eingriffen zu maximieren.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Leistungsstarkes Antriebssystem:** Der POWER SHAVER bietet eine kraftvolle und zuverlässige Motorleistung, die eine präzise und kontrollierte Gewebsabtragung ermöglicht.
- **Ergonomisches Design:** Das Elite Handpiece ist ergonomisch geformt, um eine komfortable Handhabung während langer Operationszeiten zu gewährleisten und Ermüdungserscheinungen zu reduzieren.
- **Hohe Kompatibilität:** Das Handstück ist kompatibel mit einer Vielzahl von Shaver-Klingen und Instrumenten, was eine flexible Anpassung an unterschiedliche chirurgische Anforderungen erlaubt.
- **Verbesserte Sicht:** Dank der optimierten Bauweise wird die Sicht im Operationsfeld verbessert, was präzise



Schnitte und eine sichere Gewebesektion unterstützt.

- **Hygienische Ausführung:** Das System ist leicht zu reinigen und zu sterilisieren, um höchste Standards in der Patientensicherheit und Infektionskontrolle einzuhalten.

Anwendungsbereiche:

Das Dyonics POWER SHAVER System mit dem Elite Handpiece wird vor allem in der Orthopädie, Sportmedizin und Traumatologie eingesetzt. Es eignet sich ideal für:

- Arthroskopische Gelenkchirurgie (z. B. Knie, Schulter, Hüfte)
- Geweberesektion und Debridement
- Minimalinvasive Weichteilchirurgie
- Präzise Knochenentfernung und Glättung

Technische Details:

- Modellnummer POWER SHAVER: 7205841,1
- Modellnummer Elite Handpiece: 7205355
- Material: Hochwertige medizinische Legierungen für Langlebigkeit und Stabilität
- Sterilisierbar: Ja, geeignet für Autoklav-Verfahren
- Gewicht: Leichtgewichtig für optimale Handhabung

Mit dem **Dyonics Smith & Nephew POWER SHAVER 7205841,1** und dem **Elite Handpiece 7205355** erhalten Chirurgen ein zuverlässiges, präzises und vielseitiges Werkzeug, das die chirurgische Effizienz steigert und zur Verbesserung der Patientenergebnisse beiträgt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

