



EMOTION FITNESS MOTION RELAX 800 **MOTION-RELAX-800 LIEGEERGOMETER**

SKU: FT022026

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ergometer](#), [Physiotherapie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Emotion Fitness motion relax 800** (oft auch als *motion relax 800 med* bezeichnet) ist ein **professionelles Liegeergometer, das primär für den Einsatz in der medizinischen Rehabilitation, Physiotherapie und in Fitnessstudios konzipiert wurde**. Es zeichnet sich durch seine robuste Bauweise, Netzunabhängigkeit und einen besonders komfortablen, tiefen Einstieg aus.

Wichtigste Merkmale

- **Netzunabhängiger Betrieb:** Das Gerät benötigt keine externe Stromquelle (Grid Independence). Die Energie für den Monitor und die Bremse wird durch das Treten des Nutzers selbst erzeugt, was eine flexible Platzierung im Raum ermöglicht.
- **Tiefer Durchstieg:** Ein besonders weiter und tiefer Einstieg erleichtert Patienten mit eingeschränkter Mobilität das Auf- und Absitzen.
- **Medizinische Zertifizierung:** In der "med"-Variante ist das Gerät als Medizinprodukt nach der europäischen Verordnung (EU) 2017/745 (Klasse IIa) zertifiziert.
- **Komfortabler Sitz:** Der Sitz ist horizontal verstellbar, um eine ergonomisch optimale Trainingsposition für Nutzer unterschiedlicher Körpergrößen zu gewährleisten.

Technische Spezifikationen

Basierend auf den Standards der 800er-Serie von Emotion Fitness:

- **Leistungsbereich:** Drehzahunabhängiges Training (Watt-Training) ist oft bis zu **500 Watt** möglich.
- **Bremssystem:** Wartungsfreies Induktionsbremssystem (Hybrid-Bremssystem), das sehr leise arbeitet.
- **Pulsmessung:** Standardmäßig mit einem **Polar-kompatiblen Pulsempfänger** ausgestattet; die Messung erfolgt meist über einen Brustgurt (optional erhältlich).
- **Trainingscomputer:** Zeigt Parameter wie Watt, Puls, Zeit, Distanz, Kalorien und Trittfrequenz an.
- **Maximales Nutzergewicht:** In der Regel bis zu **150 kg** belastbar.
ler-sport.com +3

Verfügbare Optionen & Zubehör

- **Chipkarten-System:** Zur einfachen Trainingssteuerung und Speicherung von Ergebnissen direkt auf einer Nutzerkarte.
- **Längenverstellbare Kurbel:** Eine wichtige Option für Patienten mit stark eingeschränkter Beweglichkeit im Knie- oder Hüftgelenk.
- **Therapie- & Testpakete:** Erweiterte Softwarepakete (z. B. mit IPN-Fitness-Tests) für eine detaillierte Leistungsdiagnostik.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

