



[ENDO TECHNIK AIR MASTER 7000-K01](#)

SKU: FP042024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Endo Technik Air Master 7000-K01 ist ein leistungsstarkes, präzises Absaugsystem, das speziell für den Einsatz in der Endoskopie entwickelt wurde und eine optimale Luft- und Flüssigkeitsabsaugung gewährleistet. Das kompakte Gerät überzeugt durch seine zuverlässige Technik und einfache Bedienbarkeit, wodurch ein sicherer und hygienischer Arbeitsablauf unterstützt wird.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Endo Technik Air Master 7000-K01** ist ein hochmodernes Absaugsystem, das speziell für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen entwickelt wurde. Dieses Gerät überzeugt durch seine effiziente Luftabsaugung und gewährleistet eine sichere sowie hygienische Arbeitsumgebung, insbesondere im Bereich der Endoskopie und Chirurgie.

Technische Merkmale und Funktionen:

- **Leistungsstarke Absaugung:** Der Air Master 7000-K01 bietet eine konstante und starke Saugkraft, die eine effektive Entfernung von Flüssigkeiten, Aerosolen und Partikeln sicherstellt.
- **Innovatives Filtersystem:** Ausgestattet mit hochwirksamen HEPA- und Aktivkohlefiltern, schützt das Gerät vor Kontaminationen und sorgt für eine saubere Luftzirkulation.
- **Leiser Betrieb:** Das Gerät arbeitet mit einem geräuscharmen Motor, der den Komfort im Behandlungsraum verbessert und Stress für Patienten und Personal reduziert.



- **Intuitive Steuerung:** Ein benutzerfreundliches Bedienfeld ermöglicht eine einfache Anpassung der Saugstärke und andere Einstellungen, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden.
- **Robustes und hygienisches Design:** Das Gehäuse ist aus hochwertigen, leicht zu reinigenden Materialien gefertigt und entspricht den strengen Hygienevorschriften im medizinischen Bereich.

Anwendungsbereiche:

Der Air Master 7000-K01 ist ideal geeignet für:

- Endoskopische Untersuchungen und Eingriffe
- Chirurgische Operationen
- Zahnmedizinische Behandlungen
- Labore und andere medizinische Einrichtungen, die eine effiziente Absaugung benötigen

Vorteile auf einen Blick:

- Maximale Sicherheit durch zuverlässige Luftfilterung
- Hohe Effizienz bei der Absaugung von Flüssigkeiten und Partikeln
- Ergonomisches Design für einfache Handhabung und Wartung
- Langlebige und wartungsarme Bauweise

Der **Endo Technik Air Master 7000-K01** erfüllt alle relevanten medizinischen Normen und Standards und stellt somit eine ausgezeichnete Wahl für medizinisches Fachpersonal dar, das höchste Ansprüche an Sauberkeit, Sicherheit und Effizienz stellt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem

Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Zustand

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

Lieferumfang

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.





GALLERIE

