



[ENDO-TECHNIK - AQUA MASTER EW 2003](#) [ENDO WASHER ENDOWASHER](#)

SKU: FN082025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **ENDO-TECHNIK Aqua Master EW 2003** ist ein hochentwickelter **Endoskop-Reinigungsautomat**, der speziell für die gründliche und sichere Aufbereitung von flexiblen Endoskopen entwickelt wurde. Dieses Gerät gewährleistet eine effiziente Reinigung, Desinfektion und Spülung der empfindlichen Instrumente, um höchste Hygienestandards in medizinischen Einrichtungen zu erfüllen.

Technische Merkmale und Funktionen:

- **Automatisierter Reinigungsprozess:** Der Aqua Master EW 2003 führt eine standardisierte, reproduzierbare Reinigung und Desinfektion durch, die manuelle Fehlerquellen deutlich reduziert.
- **Vielseitige Programmwahl:** Mehrere individuelle Programme ermöglichen die Anpassung an verschiedene Endoskoptypen und Verschmutzungsgrade.
- **Effiziente Spültechnik:** Hochdruckspülungen sorgen für die vollständige Entfernung von Schmutz und Reinigungsmitteln aus allen Kanälen und Oberflächen der Endoskope.
- **Intuitive Bedienung:** Ein benutzerfreundliches Bedienfeld mit übersichtlichem Display erleichtert die Steuerung und Überwachung des Aufbereitungsprozesses.
- **Integrierte Dokumentation:** Automatische Protokollierung aller Aufbereitungszyklen unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und erleichtert die Qualitätskontrolle.
- **Robuste Bauweise:** Hochwertige Materialien und eine solide Konstruktion garantieren eine lange Lebensdauer und zuverlässigen Betrieb im Klinikalltag.

Anwendungsbereiche:

Der Aqua Master EW 2003 ist ideal geeignet für Krankenhäuser, Facharztpraxen und ambulante Einrichtungen, die



flexible Endoskope wie Gastroskope, Koloskope oder Bronchoskope verwenden. Durch die automatisierte Aufbereitung wird das Risiko von Kreuzkontaminationen signifikant reduziert und die Patientensicherheit erhöht.

Vorteile auf einen Blick:

- Hohe Reinigungs- und Desinfektionsqualität
- Reduzierung des manuellen Aufwands und damit verbundener Fehlerquellen
- Verbesserte Sicherheit für Patienten und Anwender
- Einfache Integration in bestehende Hygienekonzepte
- Zuverlässige und nachvollziehbare Dokumentation aller Arbeitsabläufe

Mit dem **ENDO-TECHNIK Aqua Master EW 2003** investieren Sie in eine moderne, zuverlässige Lösung zur Endoskopaufbereitung, die höchste Anforderungen an Hygiene, Bedienkomfort und Wirtschaftlichkeit erfüllt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

