



## [ENDO-TECHNIK TR-T04 TRENNTrafo 1600 VA](#)

SKU: CB022025

~~499,00 €~~ **468,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Fundgrube](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der ENDO-TECHNIK TR-T04 Trenntrafo 1600 VA ist ein Trenntransformator, der in der medizinischen Technik und anderen Bereichen verwendet wird, um eine galvanische Trennung zwischen Geräten und dem Stromnetz herzustellen. Diese Art von Transformator ist speziell für den sicheren Betrieb medizinischer Geräte gedacht und bietet einen zusätzlichen Schutz gegen elektrische Gefährdungen.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

