



## **ENDO TECHNIK WASH MASTER DESINFEKTIONS-REINIGUNGSMASCHINE / FÜR ENDOSKOPIE**

**SKU:** S102016-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**Endo Technik Wash Master** ist eine hochmoderne Desinfektions- und Reinigungsmaschine, speziell entwickelt für die sichere und effiziente Aufbereitung von Endoskopen. Das Gerät gewährleistet eine zuverlässige Entfernung von Kontaminationen und erfüllt höchste hygienische Standards in der Endoskopie.



---

**Categories:** [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die **Endo Technik Wash Master Desinfektions-Reinigungsmaschine** ist eine speziell entwickelte Lösung für die professionelle und sichere Aufbereitung von Endoskopen in der medizinischen Endoskopie. Dieses hochmoderne Gerät gewährleistet eine gründliche Reinigung und zuverlässige Desinfektion, die den strengen Anforderungen der Hygienevorschriften und Qualitätsstandards im Gesundheitswesen entspricht.

### **Effiziente Reinigung und Desinfektion**

Der Wash Master nutzt ein mehrstufiges Verfahren, das mechanische Reinigung, chemische Desinfektion sowie eine abschließende Spülung kombiniert. Dadurch werden organische Rückstände, Mikroorganismen und potenzielle Pathogene vollständig entfernt, um eine sichere Wiederverwendung der Endoskope zu gewährleisten.

### **Technische Merkmale und Vorteile:**

- **Automatisierter Reinigungsprozess:** Minimierung von Anwenderfehlern durch vorprogrammierte



Reinigungszyklen.

- **Kompatibilität:** Für eine Vielzahl von flexiblen und starren Endoskopen geeignet.
- **Benutzerfreundliches Bedienfeld:** Intuitive Steuerung mit übersichtlichem Display und einfachen Programmierungsmöglichkeiten.
- **Validierung und Dokumentation:** Integrierte Protokollierung der Reinigungs- und Desinfektionszyklen zur Nachverfolgbarkeit und Qualitätssicherung.
- **Schnelle Zykluszeiten:** Optimierte Prozessdauer für eine effiziente Nutzung im Klinik- und Praxisalltag.
- **Hohe Sicherheitsstandards:** Automatische Überwachung von Temperatur, Desinfektionsmittelkonzentration und Spülqualität.

### **Anwendungsgebiete:**

Die Wash Master Desinfektions-Reinigungsmaschine ist ideal geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern, Facharztpraxen und Endoskopiezentren, wo höchste Anforderungen an Hygiene und Patientensicherheit bestehen. Sie unterstützt medizinisches Personal dabei, Endoskope zuverlässig aufzubereiten und so das Risiko von Kreuzkontaminationen zu minimieren.

### **Fazit:**

Mit der Endo Technik Wash Master Desinfektions-Reinigungsmaschine erhalten Sie ein leistungsstarkes, sicheres und effizientes Gerät zur Aufbereitung von Endoskopen. Die Kombination aus innovativer Technik, einfacher Bedienung und umfassender Validierung macht sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil moderner Endoskopieeinheiten.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

**Weight**

40 kg



## GALLERIE

