



ENRAF NONIUS EN-DYNAMIC X10N EN-FREE MAIN UNIT -UNGEPRÜFT

SKU: EF062025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Fundgrube](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das EN-DYNAMIC x10N ist ein motorbetriebenes isokinetisches Trainings- und Testsystem, das häufig in der Rehabilitations- und Leistungsdiagnostik eingesetzt wird. Die "en-Free Main Unit" ist die zentrale Steuereinheit des Systems.

Typische Merkmale:

- Isokinetisches Training und Testung
- Programmierbare Widerstandsprofile
- Datenerfassung & Analyse
- Nutzung in Orthopädie, Physiotherapie und Sportmedizin

Status „ungeprüft“:

- Funktionstüchtigkeit unbekannt
- Keine Gewährleistung
- Vor Einsatz: technische Überprüfung empfohlen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

