



## **ENRAF-NONIUS ENDOMED 682** **ELEKTROTHERAPIE**

**SKU:** CD042025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**ENRAF-NONIUS Endomed 682** ist ein vielseitiges Elektrotherapiegerät, das präzise Therapien wie Interferenz- und TENS-Behandlungen ermöglicht. Es bietet eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche und zuverlässige Leistung zur Unterstützung der Schmerztherapie und Muskelstimulation.



---

**Categories:** [Unkategorisiert](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das **ENRAF-NONIUS Endomed 682** ist ein hochmodernes Elektrotherapiegerät, das speziell für den Einsatz in der physikalischen Therapie und Rehabilitation entwickelt wurde. Es bietet eine breite Palette an Behandlungsmöglichkeiten zur Schmerztherapie, Muskelstimulation und Geweberegeneration.

### **Leistungsmerkmale und Funktionen:**

- **Vielseitige Therapieformen:** Das Endomed 682 unterstützt zahlreiche Elektrotherapieformen wie TENS, EMS, Interferenzstrom, Galvanisation und mikroprozessorgesteuerte Programme.
- **Individuelle Programme:** Anwender können aus voreingestellten Therapieprogrammen wählen oder eigene Parameter anpassen, um die Behandlung optimal auf die Patientenbedürfnisse abzustimmen.
- **Intuitive Bedienung:** Das übersichtliche Farbdisplay und die benutzerfreundliche Menüführung ermöglichen eine einfache und schnelle Einstellung der Therapieparameter.
- **Hohe Sicherheit:** Das Gerät verfügt über diverse Sicherheitsmechanismen, darunter Kurzschluss- und Überhitzungsschutz, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten.



- **Mobil und kompakt:** Durch das leichte und kompakte Design ist das Endomed 682 ideal für den Einsatz in Praxen, Kliniken und mobilen Therapiesettings geeignet.

#### **Anwendungsgebiete:**

- Schmerzlinderung bei akutem und chronischem Schmerz
- Muskelaufbau und -stärkung nach Verletzungen oder Operationen
- Förderung der Durchblutung und Geweberegeneration
- Behandlung von neurologischen Erkrankungen und Muskelatrophie
- Reduktion von Ödemen und Entzündungen

#### **Technische Daten:**

- Spannungsversorgung: 100-240 V, 50/60 Hz
- Ausgangsleistung: bis zu 100 mA je Kanal
- Anzahl der Kanäle: 2 unabhängig regelbare Kanäle
- Display: Farb-Touchscreen mit hoher Auflösung
- Abmessungen: ca. 30 x 20 x 10 cm
- Gewicht: ca. 3 kg

Das **ENRAF-NONIUS Endomed 682** ist somit eine zuverlässige und vielseitige Lösung für Physiotherapeuten, Ärzte und Reha-Spezialisten, die eine effektive und individuell anpassbare Elektrotherapie anbieten möchten. Dank der umfangreichen Funktionen und der einfachen Handhabung unterstützt das Gerät eine zielgerichtete und patientenorientierte Behandlung.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

