



[EPPENDORF THERMOMIXER COMFORT 5355 150ML](#)

SKU: CY072025

zzgl. [Versandkosten](#)

Der **Eppendorf Thermomixer Comfort 5355** ist ein präzises Laborgerät zur simultanen Probenmischung und Temperaturkontrolle bis 150 ml Volumen. Er überzeugt durch eine zuverlässige Temperaturregelung und eine gleichmäßige Mischfunktion, ideal für anspruchsvolle molekularbiologische Anwendungen.



Categories: [Laborequipment](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

