



EPSA OCUTON S HAND TONOMETER **SELBSTTONOMETER MIT KOFFER**

SKU: BQ072025

zzgl. [Versandkosten](#)

Epsa Ocuton S Hand Tonometer ist ein präzises Selbsttonometer zur Messung des Augeninnendrucks, ideal für die einfache und schnelle Anwendung zu Hause. Das handliche Gerät wird inklusive praktischem Koffer geliefert und ermöglicht eine zuverlässige Kontrolle zur Unterstützung der Glaukom-Vorsorge.



Categories: [Patientenüberwachung](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

