



**[ERBE 20100-101 SYMMETRY RESISTANCE +  
20100-102 VIO TEST BOX AUTO START  
AUTO STOP](#)**

**SKU:** DR082023-K

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- 20100-101: Symmetry Resistance Box zur Überprüfung des Ausgangswiderstands von Elektrochirurgieeinheiten (z. B. VIO-Geräte).
- 20100-102: VIO Test Box zum Funktions- und Sicherheitstest mit Auto Start/Stop Funktion.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

