



[ERBE BIPOLAR PINZETTE EZ 200-25 MIT KABEL](#)

SKU: CP082025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Die **Erbe bipolar Pinzette EZ 200-25 mit Kabel** ermöglicht präzise und sichere Koagulation bei chirurgischen Eingriffen. Durch das ergonomische Design und die hochwertige Verarbeitung gewährleistet sie optimale Handhabung und Zuverlässigkeit im OP-Bereich.



Categories: [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Erbe bipolar Pinzette EZ 200-25 mit Kabel** ist ein hochwertiges chirurgisches Instrument, das speziell für die präzise Anwendung in der Elektrochirurgie entwickelt wurde. Sie ermöglicht eine sichere und kontrollierte Koagulation von Gewebe mit minimaler thermischer Schädigung des umliegenden Bereichs.

Produktmerkmale:

- **Bipolare Technologie:** Die Pinzette arbeitet mit bipolarer Stromführung, wodurch der elektrische Strom ausschließlich zwischen den beiden Spitzen übertragen wird. Dies sorgt für eine gezielte und schonende Koagulation.
- **Ergonomisches Design:** Die Pinzette ist leicht und liegt gut in der Hand, was eine präzise Handhabung auch bei längeren Eingriffen ermöglicht.
- **Robuste Verarbeitung:** Hergestellt aus hochwertigen, sterilisierbaren Materialien, garantiert die Pinzette Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im klinischen Einsatz.
- **Kompatibles Kabel:** Das mitgelieferte Kabel gewährleistet eine sichere Verbindung zu Erbe Elektrochirurgie-Geräten und ermöglicht eine optimale Leistung ohne Signalverlust.



- **Vielseitige Anwendung:** Ideal für feine Koagulationen in der Mikrochirurgie, Neurochirurgie, HNO und anderen chirurgischen Fachgebieten.

Anwendungsbereiche:

Die Erbe bipolar Pinzette EZ 200-25 mit Kabel ist besonders geeignet für:

- Präzise Gefäßkoagulation und Hämostase
- Minimalinvasive und offene chirurgische Verfahren
- Gewebeseparation mit gleichzeitiger Blutstillung
- Verwendung in sensiblen anatomischen Regionen, um umliegendes Gewebe zu schonen

Technische Daten:

- Länge: 25 cm
- Material: Hochwertiger rostfreier Edelstahl
- Anschluss: Standardkabel kompatibel mit Erbe Elektrochirurgiegeräten
- Reinigung und Sterilisation: Autoklavierbar und chemisch reinigbar

Diese Pinzette ist ein unverzichtbares Instrument für Chirurgen, die Wert auf Präzision und Sicherheit legen. Durch die bipolar elektrische Koagulation mit der Erbe EZ 200-25 wird die Patientensicherheit erhöht und die Operationszeit reduziert.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

