



[ERBE ELEKTROMEDIZIN ERBOTOM T400 C MIT FUSSPEDAL](#)

SKU: DU082025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Erbe Elektromedizin Erbotom T400 C** mit Fußpedal ist ein hochmodernes elektrochirurgisches Gerät, das speziell für präzise und vielseitige Anwendungen in der Chirurgie entwickelt wurde. Es bietet eine Kombination aus innovativer Technologie und anwenderfreundlichem Design, um Chirurgen eine optimale Kontrolle und Sicherheit während des Eingriffs zu gewährleisten.

Produktmerkmale und Funktionen:

- **Vielseitige Schnitt- und Koagulationsmodi:** Das Gerät ermöglicht sowohl exakte Schnitte als auch zuverlässige Blutstillung durch verschiedene Elektrochirurgie-Modi, die individuell einstellbar sind.
- **Leistungsstarke Steuerungseinheit:** Die Steuerungseinheit des Erbotom T400 C bietet eine intuitive Benutzeroberfläche mit klar ablesbaren Anzeigen, die eine präzise Einstellung der Parameter erlaubt.
- **Fußpedal für freihändige Bedienung:** Das mitgelieferte Fußpedal ermöglicht eine komfortable und hygienische Bedienung ohne Unterbrechung des chirurgischen Ablaufs, wodurch der Chirurg beide Hände frei behält.
- **Ergonomisches Design:** Kompakte Bauweise und durchdachte Anordnung der Bedienelemente sorgen für eine einfache Integration in den Operationssaal und eine sichere Handhabung.
- **Hohe Sicherheitsstandards:** Das Gerät ist mit verschiedenen Schutzmechanismen ausgestattet, um eine sichere Anwendung zu garantieren, darunter Überlastschutz und automatische Leistungsanpassung.

Anwendungsbereiche:

Das Erbotom T400 C ist ideal geeignet für eine Vielzahl chirurgischer Disziplinen, darunter:



- Allgemein Chirurgie
- Gynäkologie
- HNO-Chirurgie
- Plastische und rekonstruktive Chirurgie
- Orthopädie

Technische Daten im Überblick:

- Spannungsversorgung: 230 V, 50/60 Hz
- Maximale Ausgangsleistung: bis zu 400 Watt
- Einstellbare Frequenzbereiche für Schnitt und Koagulation
- Fußpedal mit robustem, kabelgebundenem Anschluss
- Gewicht: ca. 6 kg

Mit dem **Erbe Elektromedizin Erbotom T400 C mit Fußpedal** erhalten medizinische Einrichtungen ein zuverlässiges und leistungsfähiges Elektrochirurgie-System, das den hohen Anforderungen moderner chirurgischer Eingriffe gerecht wird. Die Kombination aus Präzision, Sicherheit und Bedienkomfort unterstützt Chirurgen dabei, optimale Behandlungsergebnisse zu erzielen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

