



ERBE ERBOTOM ACC 450 // ACC450 HF- CHIRURGIEGERÄT 460 WATT LEISTUNG

SKU: DL102019

zzgl. [Versandkosten](#)

Leistung 460 Watt

Schneiden, Soft-Koagulation

Forcierte Koagulation Monopolar

Autokoagulation bipolar

Spray-Koagulation

5 Schnittqualitäten

Anschlusskabel bipolar

Anschlusskabel monopolar

gebraucht

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Leistung 460 Watt



Schneiden, Soft-Koagulation
Forcierte Koagulation Monopolar
Autokoagulation bipolar
Spray-Koagulation
5 Schnittqualitäten
Anschlusskabel bipolar
Anschlusskabel monopolar
gebraucht

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

