



[ERBE ERBOTOM T400C // T 400 C HF](#) [CHIRURGIE GERÄT](#)

SKU: BV032026

zzgl. [Versandkosten](#)

max. 400 Watt Leistung, mono- und bipolar, mit einem Kabel mit Handgriff blau, einem neuen Neutralektodenkabel für Einmalektoden, normaler Gebrauchszustand

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

max. 400 Watt Leistung, mono- und bipolar, mit einem Kabel mit Handgriff blau, einem neuen Neutralektodenkabel für Einmalektoden, normaler Gebrauchszustand

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg



www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

