



## ERBE ICC 350 & APC 300 HF- CHIRURGIEGERÄT MIT ARGON-BEAMER

SKU: DZ022026

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **ERBE ICC 350** ist ein leistungsstarkes Hochfrequenz-Chirurgiegerät (HF), das in Kombination mit dem **ERBE APC 300** Argon-Beamer eine präzise Blutstillung und Gewebekoagulation mittels Argon-Plasma-Technologie ermöglicht. Diese Systemkombination wird häufig in der Gastroenterologie und Chirurgie zur berührungslosen Oberflächenkoagulation eingesetzt.

MTC Hamburg - Gebrauchte Medizintechnik +4

ERBE ICC 350 HF-Chirurgiegerät

Das ICC 350 dient als Zentraleinheit für monopolare und bipolare Anwendungen.

- **Leistung:** Bietet bis zu **300 Watt** Schneideleistung (Monopolar AUTO CUT) und **120 Watt** bei bipolarer Koagulation.
- **Technologie:** Verfügt über das **PowerPeakSystem (PPS)** für eine intelligente Anschnittunterstützung und das **Neutral-Elektroden-Sicherheitssystem (NESSY)** zur Vermeidung von Verbrennungen.
- **Besonderheiten:** Automatische Spannungsregelung sorgt für reproduzierbare Schnitte mit minimaler Nekrose.

ERBE APC 300 Argon-Beamer

Der APC 300 ist die Ergänzungseinheit für die Argon-Plasma-Koagulation (APC).

- **Funktionsweise:** Ein ionisierter Argon-Gasstrahl leitet den HF-Strom berührungslos auf das Gewebe.
- **Vorteile:** Minimiert das Karbonisierungsrisiko und ermöglicht eine gleichmäßige, begrenzte Eindringtiefe (ca. 1–3 mm), was die Sicherheit bei dünnwandigen Organen erhöht.
- **Anwendung:** Besonders effektiv bei großflächigen Kapillarblutungen oder zur Tumorabtragung in der Endoskopie.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

