



## **ERBE ICC 350 ICC350 E-SERIE HF- CHIRURGIEGERÄT 300 WATT LEISTUNG**

**SKU:** AQ082025

zzgl. [Versandkosten](#)

**ERBE ICC 350 E-Serie** ist ein leistungsstarkes HF-Chirurgiegerät mit 300 Watt, das präzise und sichere Elektrochirurgie unterstützt. Es bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der modernen Chirurgie und gewährleistet eine zuverlässige Gewebebehandlung bei minimalem Gewebeschaden.



---

**Categories:** [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

