



[ERBE ICC 350 // ICC350 E-SERIE HF-CHIRURGIEGERÄT 300 WATT LEISTUNG](#)

SKU: AJ082025

zzgl. [Versandkosten](#)

Das **ERBE ICC 350** ist ein leistungsstarkes HF-Chirurgiegerät der E-Serie, das mit 300 Watt eine präzise und sichere Gewebebehandlung ermöglicht. Es überzeugt durch modernste Technologien für vielfältige chirurgische Anwendungen bei minimalem Gewebeschaden.



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **ERBE ICC 350** ist ein hochmodernes HF-Chirurgiegerät aus der renommierten **ICC350 E-Serie**, das speziell für den Einsatz in der Elektrochirurgie entwickelt wurde. Mit einer maximalen Leistung von **300 Watt** bietet dieses Gerät eine zuverlässige und präzise Energieversorgung für unterschiedlichste chirurgische Anwendungen.

Das Gerät zeichnet sich durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten aus und unterstützt sowohl monopolare als auch bipolare Techniken. Dadurch ist es flexibel einsetzbar in der Allgemeinchirurgie, Gynäkologie, Urologie, Dermatologie sowie in vielen weiteren Fachbereichen.

Hauptmerkmale des ERBE ICC 350:

- **Leistungsstark:** Maximale Ausgangsleistung von 300 Watt für effiziente Gewebebehandlung.
- **Multimodale Funktionalität:** Unterstützung verschiedener Arbeitsmodi wie Schneiden, Koagulation, Blend- und Spray-Modus.
- **Präzise Steuerung:** Intuitive Bedienoberfläche mit klar strukturierten Einstellungen für individuelle Anpassung der Ausgangsleistung und Modulation.
- **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Überwachungssysteme zur Vermeidung von Überhitzung und



Kurzschlüssen, Schutz vor Gewebeschäden.

- **Ergonomisches Design:** Kompaktes, benutzerfreundliches Gerät mit leicht zugänglichen Anschlüssen und übersichtlichem Display.
- **Kompatibilität:** Vielfältige Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Elektroden und Zubehörteile.

Die **ICC350 E-Serie** von ERBE ist bekannt für ihre hohe Verarbeitungsqualität und Langlebigkeit, was eine zuverlässige und sichere Anwendung im klinischen Alltag gewährleistet. Das Gerät unterstützt Chirurgen dabei, präzise Schnitte und effektive Koagulationen durchzuführen, wodurch Operationszeiten verkürzt und das Risiko von Komplikationen minimiert werden kann.

Zusammenfassend bietet das **ERBE ICC 350** HF-Chirurgiegerät eine optimale Kombination aus Leistung, Vielseitigkeit und Sicherheit. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für medizinische Einrichtungen, die auf der Suche nach einem leistungsfähigen und bewährten Elektrochirurgiegerät sind.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

