



ERBE VIO 300 D VIO300D HF GERÄT AUF GERÄTEWAGEN - ROLLBAR

SKU: EV122025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Erbe VIO 300 D** ist ein hochmodernes HF-Gerät (Hochfrequenzgerät), das speziell für den Einsatz in der chirurgischen Elektrochirurgie entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch seine vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten, präzise Leistung und benutzerfreundliche Handhabung aus und wird auf einem stabilen, rollbaren Gerätewagen geliefert, der maximale Mobilität und Flexibilität im OP-Saal gewährleistet.

Technische Merkmale und Ausstattung:

- **Leistungsstarke HF-Technologie:** Das VIO 300 D bietet eine zuverlässige und präzise HF-Leistung für verschiedene elektrochirurgische Anwendungen wie Schneiden, Koagulation und Kombinationstechniken.
- **Moderne Steuerungseinheit:** Intuitive Bedienoberfläche mit übersichtlichem Display ermöglicht eine einfache Einstellung der Parameter und schnelle Anpassung während des Eingriffs.
- **Vielseitige Modi:** Verschiedene Modi wie Monopol, Bipolar und spezielle Schneid- sowie Koagulationsprogramme erlauben eine optimale Anpassung an unterschiedliche Gewebearten und chirurgische Anforderungen.
- **Sicherheitsfeatures:** Integrierte Sicherheitsmechanismen minimieren Risiken für Patienten und Anwender, darunter ein Patientenschutzsystem und Überwachung der HF-Energieabgabe.



- **Rollbarer Gerätewagen:** Der ergonomisch gestaltete Wagen ist robust, leicht manövrierbar und bietet ausreichend Stauraum für Zubehör und Verbrauchsmaterialien. Die Rollen sind feststellbar, um eine sichere Positionierung zu gewährleisten.
- **Kompatibilität:** Kompatibel mit einer Vielzahl von Elektrochirurgie-Elektroden und -Instrumenten, was die Einsatzmöglichkeiten erweitert.

Anwendungsbereiche:

Das Erbe VIO 300 D eignet sich ideal für den Einsatz in:

- Allgemein Chirurgie
- Gynäkologie
- Urologie
- HNO-Chirurgie
- Plastische und ästhetische Chirurgie

Vorteile auf einen Blick:

- Hohe Präzision und Zuverlässigkeit bei elektrochirurgischen Eingriffen
- Einfache und intuitive Bedienung durch modernes User-Interface
- Flexible Einsatzmöglichkeiten dank vielfältiger Modi
- Optimale Mobilität durch den rollbaren Gerätewagen
- Höchste Sicherheitsstandards zum Schutz von Patient und Anwender

Mit dem **Erbe VIO 300 D** erhalten Sie ein leistungsfähiges, sicheres und benutzerfreundliches HF-Gerät, das den hohen Anforderungen moderner chirurgischer Verfahren gerecht wird und durch seine Mobilität und Vielseitigkeit überzeugt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

