



ERBE VIO 300S + NT2 HF GERÄT ELECTROSURGICAL UNIT SYSTEM

SKU: AA022024

~~6.666,00 €~~ **3.999,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Das **Erbe Vio 300S + NT2** ist eine hochmoderne HF-Elektrochirurgieeinheit, die präzise und vielseitige Gewebebehandlung durch innovative Technologien ermöglicht. Dieses System gewährleistet sichere, effiziente und kontrollierte Schnitt- und Koagulationsverfahren in verschiedenen chirurgischen Anwendungen.



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Erbe Vio 300S + NT2 HF Gerät** ist ein hochmodernes elektrochirurgisches System, das speziell für den vielseitigen Einsatz in der Chirurgie entwickelt wurde. Dieses System vereint innovative Technologien und intuitive Bedienbarkeit, um Chirurgen eine präzise, sichere und effiziente Durchführung elektrochirurgischer Verfahren zu ermöglichen.

Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit:

Das Vio 300S bietet mehrere Betriebsarten, darunter Monopolar- und Bipolarstrom, welche individuell an die Anforderungen verschiedener chirurgischer Eingriffe angepasst werden können. Die integrierte NT2-Technologie optimiert die HF-Leistung und sorgt für eine präzise Gewebebehandlung mit minimaler thermischer Schädigung des umliegenden Gewebes.

Hauptmerkmale:

- **Multimodale Bedienung:** Auswahl zwischen verschiedenen Modi wie Schneiden, Koagulieren, und



Mischformen für optimale Anpassung an spezifische chirurgische Anforderungen.

- **NT2-Technologie:** Automatische Anpassung der HF-Leistung zur Maximierung der Effektivität und Minimierung von Gewebeschäden.
- **Benutzerfreundliches Bedienfeld:** Klar strukturierte Touchscreen-Oberfläche mit intuitiver Menüführung für einfache und schnelle Einstellungen.
- **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Überwachung der HF-Leistung und Alarmfunktionen gewährleisten höchste Patientensicherheit während des Eingriffs.
- **Kompaktes und robustes Design:** Mobil einsetzbar und robust für den Einsatz in verschiedenen OP-Umgebungen.
- **Kompatibilität:** Unterstützung zahlreicher Zubehörteile und Elektrodentypen für verschiedenste Anwendungen von der Allgemeinchirurgie bis zur minimal-invasiven Chirurgie.

Technische Vorteile:

Die HF-Energie des Erbe Vio 300S wird präzise dosiert und moduliert, um eine optimale Schnittqualität und Hämostase zu gewährleisten. Die patentierte NT2-Technologie ermöglicht es, die HF-Leistung dynamisch an die Gewebebeschaffenheit anzupassen, was eine präzise und schonende Behandlung unterstützt. Darüber hinaus erlaubt das System die Speicherung individueller Parameterprofile, was eine schnelle Wiederholung bewährter Einstellungen ermöglicht.

Anwendungsbereiche:

Das Erbe Vio 300S + NT2 HF Gerät findet Anwendung in zahlreichen chirurgischen Disziplinen wie:

- Allgemeinchirurgie
- Viszeralchirurgie
- Gynäkologie
- Orthopädie
- Urologie
- HNO-Chirurgie
- Minimal-invasive Chirurgie

Fazit:

Das Erbe Vio 300S + NT2 HF Gerät stellt eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung für moderne elektrochirurgische Anwendungen dar. Mit seiner Kombination aus vielseitigen Betriebsmodi, innovativer NT2-Technologie und benutzerfreundlichem Design unterstützt es Chirurgen dabei, Eingriffe sicher, präzise und effizient durchzuführen und damit optimale Behandlungsergebnisse zu erzielen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem
Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand
innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät
natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.



Zustand

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.
D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

Lieferumfang

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



GALLERIE

