



[ERBE VIO300D VIO 300 D HF GERÄT MIT FUSSSCHALTER](#)

SKU: EF122025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Erbe Vio300D VIO 300 D HF-Gerät** ist ein hochmodernes elektrochirurgisches System, das speziell für den Einsatz in der Chirurgie entwickelt wurde. Dieses vielseitige Gerät bietet eine optimale Kombination aus Leistung, Präzision und Sicherheit, um chirurgische Eingriffe effizient und schonend zu unterstützen.

Mit dem **integrierten Fußschalter** ermöglicht das VIO 300 D eine komfortable und präzise Steuerung der HF-Energie, was dem Operateur eine freihändige Bedienung während des Eingriffs garantiert. Der Fußschalter ist ergonomisch gestaltet und reagiert sensibel auf unterschiedliche Druckstärken, um eine individuelle Leistungsdosierung zu gewährleisten.

Hauptmerkmale und Vorteile des Erbe VIO 300 D:

- **Vielseitige HF-Modi:** Das Gerät bietet verschiedene Stromformen, darunter Monopol- und Bipolarstrom, die je nach Operationsart flexibel eingesetzt werden können.
- **Moderne Schnitt- und Koagulationsfunktionen:** Präzise und kontrollierte Gewebeabtragung sowie effektive Blutstillung durch differenzierte Energiesteuerung.
- **Integrierte Sicherheitssysteme:** Überwachung der HF-Leistung und automatische Abschaltung bei Fehlfunktionen, um Patienten- und Anwendersicherheit zu erhöhen.
- **Benutzerfreundliches Bedienfeld:** Intuitive Menüführung und übersichtliches Display zur schnellen Anpassung der Parameter während des Eingriffs.
- **Kompatibilität:** Unterstützt eine Vielzahl von Elektrochirurgie-Elektroden und -Zubehör für vielfältige Anwendungsbereiche.

Das Erbe VIO 300 D ist ideal geeignet für den Einsatz in verschiedenen chirurgischen Fachgebieten wie



Allgemeinchirurgie, Gynäkologie, Urologie und HNO. Durch seine präzise Steuerung der Hochfrequenzenergie ermöglicht es eine minimalinvasive und gewebeschonende Behandlung, was zu einer schnelleren Genesung des Patienten beiträgt.

Technische Daten (Auszug):

- Spannungsversorgung: 230 V, 50/60 Hz
- Maximale Ausgangsleistung: bis zu 300 Watt
- HF-Frequenz: ca. 350 kHz
- Bedienung: Touchscreen und Fußschalter
- Abmessungen: kompakt und mobil

Zusammenfassend bietet das **Erbe Vio300D VIO 300 D HF-Gerät mit Fußschalter** eine zuverlässige, leistungsstarke und benutzerfreundliche Lösung für elektrochirurgische Anwendungen. Es unterstützt Chirurgen dabei, optimale Behandlungsergebnisse bei gleichzeitig höchster Sicherheit zu erzielen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

