



## [ERBE VIO300D - VIO 300 D MIT FUSSPEDALL](#)

SKU: Z082025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Erbe VIO 300D** ist ein hochmodernes elektrochirurgisches Gerät, das in der modernen Chirurgie vielfältige Anwendung findet. Es bietet eine präzise und effiziente Gewebebehandlung durch verschiedene Stromarten und Modi, die individuell an die Anforderungen unterschiedlicher Operationen angepasst werden können.

Mit dem integrierten **Fußpedal** ermöglicht das VIO 300D eine komfortable und sichere Bedienung, wodurch der Operateur beide Hände frei für die chirurgischen Instrumente hat. Dies erhöht die Präzision und die Sicherheit während des Eingriffs.

### Hauptmerkmale des Erbe VIO 300D:

- **Vielseitige Stromformen:** Das Gerät unterstützt monopolare und bipolare Stromformen, die für unterschiedliche chirurgische Techniken geeignet sind.
- **Intelligente Steuerung:** Automatische Anpassung der Stromleistung zur Optimierung der Gewebebehandlung und Reduzierung von Gewebeschäden.
- **Modulare Bedienung:** Übersichtliches Touch-Display mit intuitiver Benutzerführung für eine schnelle Einstellung der Parameter.
- **Fußpedalsteuerung:** Ermöglicht eine sichere und ergonomische Handhabung während der Operation.
- **Hohe Sicherheit:** Integrierte Schutzmechanismen gegen Überhitzung und elektrische Störungen.
- **Mobilität:** Kompaktes Design mit leichtem Gewicht, ideal für den flexiblen Einsatz in verschiedenen OP-Sälen.

Das Erbe VIO 300D unterstützt eine Vielzahl chirurgischer Anwendungen, darunter:

- Allgemein Chirurgie
- Gynäkologie



- HNO-Chirurgie
- Urologie
- Orthopädie

Durch seine präzise Leistung und vielseitigen Funktionen ist das **Erbe VIO 300D mit Fußpedal** ein unverzichtbares Instrument für Chirurgen, die Wert auf Sicherheit, Effizienz und optimale Behandlungsergebnisse legen.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

