



## [ERGOLINE ERGOSELECT VIASPRINT 150P ERGOSELECT 150 P & BP](#)

**SKU:** K122024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**Ergoline ERGOSELECT VIASPRINT 150P** ist ein hochmodernes Ergometer, das präzise Leistungsdiagnostik und Belastungstests ermöglicht. Das Gerät überzeugt durch seine robuste Bauweise, intuitive Bedienung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten im medizinischen und sportlichen Bereich.



---

**Categories:** [Kardiologie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Ergoline ERGOSELECT VIASPRINT 150P** ist ein hochmodernes medizinisches Ergometer, das speziell für die kardiopulmonale Belastungsdiagnostik und Rehabilitation entwickelt wurde. Dieses Gerät vereint Präzision, Benutzerfreundlichkeit und innovative Technologie, um exakte und reproduzierbare Ergebnisse in klinischen und sportmedizinischen Anwendungen zu gewährleisten.

### **Wesentliche Merkmale des ERGOSELECT 150P & BP:**

- **Präzise Leistungsregelung:** Die stufenlose Lastverstellung ermöglicht eine individuelle Anpassung der Belastung in Watt, ideal für alle Belastungsprotokolle.
- **Integrierte Blutdruckmessung (BP):** Das Modell 150P & BP verfügt über eine automatische, nicht-invasive Blutdruckmessung während der Belastung, was eine umfassende kardiologische Diagnostik unterstützt.
- **Ergonomisches Design:** Der komfortable Sitz und die verstellbaren Pedale gewährleisten eine optimale Sitzposition und damit eine exakte Belastungssituation.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Das übersichtliche Display zeigt alle relevanten Parameter wie

Leistung, Herzfrequenz, Zeit und Blutdruck in Echtzeit an.

- **Robuste Bauweise:** Das Ergometer ist für den Dauereinsatz in medizinischen Einrichtungen konzipiert und zeichnet sich durch hohe Stabilität und Langlebigkeit aus.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Geeignet für Belastungstests in der Kardiologie, Pulmologie, Sportmedizin und Rehabilitation.

Das **ERGOSELECT VIASPRINT 150P** ermöglicht eine exakte Leistungssteuerung und -überwachung, die für eine sichere und effektive Diagnostik unerlässlich ist. Durch die Kombination aus präziser Leistungsmessung und integrierter Blutdrucküberwachung bietet dieses Ergometer eine umfassende Basis für die Erfassung kardiovaskulärer Parameter während der Belastung.

Die einfache Handhabung und das robuste Design machen das Gerät zu einem verlässlichen Partner in Praxis, Klinik und Forschung. Die ergonomische Konstruktion sorgt zudem für eine patientenfreundliche und komfortable Untersuchungssituation.

#### **Technische Highlights im Überblick:**

- Leistungsbereich: stufenlos einstellbar von 6 bis 150 Watt
- Automatische Blutdruckmessung während der Belastung
- Herzfrequenzmessung via EKG oder Polar kompatibel
- Großes, gut ablesbares Display
- Stabile, wartungsarme Konstruktion
- Netzwerk- und Schnittstellenoptionen für Datenexport

Zusammenfassend ist das **Ergoline ERGOSELECT VIASPRINT 150P & BP** ein leistungsstarkes und zuverlässiges Ergometer, das höchste Ansprüche in der medizinischen Diagnostik erfüllt. Es unterstützt Ärzte und Therapeuten dabei, belastungsabhängige kardiovaskuläre Parameter präzise zu erfassen und individuell auszuwerten, um so optimale Therapieentscheidungen zu ermöglichen.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

