



ERGOLINE EBIKE L & BP LIEGEERGOMETER + NIBP STRESS-ECHO-LIEGE ECHOLIEGE

SKU: CR022026

zzgl. [Versandkosten](#)

Die **Ergoline Stress-Echo-Liege** ist speziell für kardiologische Untersuchungen konzipiert und ermöglicht eine sichere, ergonomische Positionierung des Patienten während des Belastungs-Echokardiogramms. Sie zeichnet sich durch robuste Bauweise und einfache Bedienbarkeit aus, um präzise Diagnostik unter Stressbedingungen zu gewährleisten.



Categories: [Kardiologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Ergoline Stress-Echo-Liege** ist ein speziell entwickeltes medizinisches Gerät, das für die Durchführung von Belastungs-Echokardiographien (Stress-Echo) konzipiert wurde. Sie bietet eine optimale Kombination aus Funktionalität, Komfort und Sicherheit, um sowohl Patienten als auch medizinischem Personal eine effiziente und präzise Untersuchung zu ermöglichen.

Hauptmerkmale der Ergoline Stress-Echo-Liege:

- **Ergonomisches Design:** Die Liege ist so gestaltet, dass sie eine bequeme und stabile Positionierung des Patienten während der Stress-Echo-Untersuchung gewährleistet. Die gepolsterte Liegefläche unterstützt eine entspannte Haltung, die für aussagekräftige Ergebnisse entscheidend ist.
- **Verstellbarkeit:** Höhenverstellbar und mit neigungsveränderbaren Segmenten ausgestattet, ermöglicht die Liege eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Untersuchungsanforderungen und Patientenkörpergrößen.



- **Kompatibilität:** Die Stress-Echo-Liege ist kompatibel mit gängigen Echokardiographie-Geräten und Stress-Test-Systemen, was eine nahtlose Integration in bestehende diagnostische Abläufe garantiert.
- **Stabilität und Sicherheit:** Robuste Bauweise mit rutschfesten Füßen sorgt für eine sichere Lagerung des Patienten, auch bei Belastungsszenarien. Zusätzlich sind Haltegriffe und Sicherheitsgurte optional erhältlich, um die Patientensicherheit zu erhöhen.
- **Hygiene und Pflege:** Die Liege ist mit einem leicht zu reinigenden, medizinisch zertifizierten Bezug ausgestattet, der den hohen Anforderungen an Hygiene und Infektionsprävention im klinischen Umfeld gerecht wird.

Anwendungsbereiche:

- Belastungs-Echokardiographie zur Beurteilung der Herzfunktion unter Stressbedingungen
- Diagnostik von koronarer Herzkrankheit und anderen kardiovaskulären Erkrankungen
- Monitoring und Verlaufskontrolle bei kardialen Patienten
- Funktionelle Untersuchungen im Rahmen der kardiologischen Rehabilitation

Die Ergoline Stress-Echo-Liege ist ein unverzichtbares Hilfsmittel in kardiologischen Praxen, Kliniken und spezialisierten Diagnostikzentren. Sie unterstützt die medizinische Fachkraft dabei, präzise und reproduzierbare Untersuchungsergebnisse zu erzielen und gleichzeitig den Patientenkomfort zu maximieren.

Technische Daten in der Übersicht:

- Tragfähigkeit: bis zu 200 kg
- Höhenverstellbarkeit: ca. 50–100 cm
- Neigungsverstellung: bis zu 30° in Rücken- und Beinhöhe
- Material Bezug: medizinisch zertifizierte, desinfektionsmittelbeständige Kunstleder Oberfläche
- Maße (L x B): ca. 200 x 70 cm

Profitieren Sie von der ergonomischen und technischen Qualität der **Ergoline Stress-Echo-Liege** und optimieren Sie Ihre kardiologischen Untersuchungen durch ein professionelles und patientenfreundliches Equipment.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

