



ESAOTE BIOMEDICA AU3 **ULTRASCHALLGERÄT FARBDOPPLER**

SKU: Y102013

zzgl. [Versandkosten](#)

LA13 - 7,5 MHz

CA11 - 3,5 MHz

25355AA Probe - 2,5 / 5,0 MHz

inkl. Videorecorder AG-MD 830 E, Und Printer Toshiba

TP-8300

auf fahbarem Wagen mit zwei Schubfächern, gebraucht

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

LA13 - 7,5 MHz

CA11 - 3,5 MHz

25355AA Probe - 2,5 / 5,0 MHz



inkl. Videorecorder AG-MD 830 E, Und Printer Toshiba TP-8300
auf fahrbarem Wagen mit zwei Schubfächern, gebraucht

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

