



ESAOTE BIOMEDICA CA11 KONVEX SONDE

SKU: I052014

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung . CA11

Hersteller . Esaote Biomedica

für AU3 / AU4 / AU5 / Megas / Caris

Konvex Ultraschallkopf 3.5Mhz- 5Mhz

Anwendung : Abdomen / Geburtshilfe

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . CA11

Hersteller . Esaote Biomedica

für AU3 / AU4 / AU5 / Megas / Caris

Konvex Ultraschallkopf 3.5Mhz- 5Mhz



Anwendung : Abdomen / Geburtshilfe

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

