



ESAOTE CA421 CONVEX 3,5-5,0 MHZ ABDOMEN

SKU: DI112015-01

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung . CA421
Hersteller . Esaote Biomedica
für Megas,
Konvex Ultraschallkopf 3.5Mhz- 5Mhz
Anwendung : Abdomen / Geburtshilfe

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile.	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . CA421
Hersteller . Esaote Biomedica
für Megas,



Konvex Ultraschallkopf 3.5Mhz- 5Mhz
Anwendung : Abdomen / Geburtshilfe

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

