



ESAOITE L10-5 50 MM LINEAR ULTRASOUND TRANSDUCER

SKU: AH042014

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung . L10-5 50MM

Hersteller . Esaote Biomedica

für Esaote Picus ,

Convex 5 - 10 MHz

Anwendung : Small Parts // SCHILDDRÜSE
MAMMA

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . L10-5 50MM

Hersteller . Esaote Biomedica

für Esaote Picus ,



Convex 5 - 10 MHz

Anwendung : Small Parts // SCHILDDRÜSE MAMMA

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

