



[ESAOTE LA435 LINEAR ARRAY ULTRASOUND LINEARE SONDE AH042025-K](#)

SKU: AH042025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

Die Esaote LA435 Linear Array Ultrasound Sonde (Modell AH042025-K) bietet hochauflösende Bildgebung für präzise diagnostische Anwendungen in der Sonographie. Sie zeichnet sich durch ihre Linear-Array-Technologie aus, die eine hervorragende Detaildarstellung bei oberflächennahen Untersuchungen gewährleistet.



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

