



ESAOTE PA220E PHASED ARRAY ULTRASOUND TRANSDUCER

SKU: LJ112013-01

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung . PA220E

Hersteller . Esaote Biomedica

für CARIS & MEGAS Series

Konvex Ultraschallkopf 2.5Mhz

Anwendung : Kardio / Kardiologie

Im sehr guten gepflegten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . PA220E

Hersteller . Esaote Biomedica

für CARIS & MEGAS Series

Konvex Ultraschallkopf 2.5Mhz

Anwendung : Kardio / Kardiologie



Im sehr guten gepflegten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

