



ESAOTE PHASED ARRAY 3-8 MHZ PA122E KARDIO

SKU: AB092013-02

zzgl. [Versandkosten](#)

geeignet, unter anderen für .Caris plus , MyLab Serie ...
Frequency 3- 8 Mhz
2.8 Ounces

Anwendung. Kardio, Pediatric, Neonatal, Vaskular

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Sehr gepflegt
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
Fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

geeignet, unter anderen für .Caris plus , MyLab Serie ...
Frequency 3- 8 Mhz
2.8 Ounces



Anwendung. Kardio, Pediatric, Neonatal, Vaskular

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Sehr gepflegt

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

