



## **ESAOTE PHASED ARRAY 5-10 MHZ PA023E KARDIO SONDE**

**SKU:** AB092013

zzgl. [Versandkosten](#)

geeignet, unter anderen für .Caris plus , MyLab Serie ...  
Frequency 5 - 10 Mhz

Anwendung. Kardio, Pediatric, Neonatal,

**Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

Sehr gepflegt  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
Fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

geeignet, unter anderen für .Caris plus , MyLab Serie ...

Frequency 5 - 10 Mhz

2.8 Ounces

Anwendung. Kardio, Pediatric, Neonatal,



**Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

Sehr gepflegt

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

