




## [ESAOTE ULTRASCHALLKOPF LA523 10-5](#)

SKU: CW052019 // CJ062021-K

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Hersteller: ESAOTE

Modell : LA523 10-5

Applikation: Schilddrüse mamma Small Parts / Vascular

10 - 5 MHz

Geeignet für folgende Modelle:

Megas, Megas ES, Caris Plus, My Lab 115, 25, 40, 70

**Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand



Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

