



## [ETHICON AP 4010Z - AP4010Z](#) [MUSTERZANGE ABSOLOK-ZANGE](#)

**SKU:** CF112025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Op Instrumente](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Ethicon AP 4010Z – AP4010Z Musterzange ABSOLOK-ZANGE** ist ein hochwertiges chirurgisches Instrument, das speziell für präzise und zuverlässige Anwendungen im operativen Bereich entwickelt wurde. Diese Zange zeichnet sich durch ihre exzellente Verarbeitung und ergonomisches Design aus, wodurch sie eine optimale Handhabung und Kontrolle während des Eingriffs ermöglicht.

### Eigenschaften der Ethicon AP 4010Z Musterzange:

- **Material:** Hergestellt aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl, der eine lange Lebensdauer und einfache Sterilisierbarkeit gewährleistet.
- **Design:** Ergonomisch geformte Griffe sorgen für sicheren Halt und minimieren Ermüdungserscheinungen bei längeren Operationen.
- **Funktion:** Die ABSOLOK-Technologie ermöglicht ein präzises Greifen und Halten von Gewebe oder chirurgischen Materialien ohne Abrutschen.
- **Größe und Maße:** Optimal angepasst für verschiedene chirurgische Anwendungen, mit einer Länge und Form, die sowohl Fein- als auch Grobarbeiten unterstützt.
- **Vielseitigkeit:** Geeignet für den Einsatz in unterschiedlichen Disziplinen wie Allgemein Chirurgie, Orthopädie und Gynäkologie.

### Anwendungsgebiete:

Die Ethicon AP 4010Z Musterzange wird hauptsächlich verwendet für:

- Greifen und Fixieren von Gewebe während chirurgischer Eingriffe



- Handhabung von chirurgischen Materialien wie Nähten oder Clips
- Unterstützung bei minimal-invasiven und offenen Operationstechniken

#### **Vorteile auf einen Blick:**

- Hohe Präzision durch spezielle ABSOLOK-Grifftechnik
- Langlebigkeit durch robustes Material und sorgfältige Verarbeitung
- Ergonomisches Design für komfortable und sichere Handhabung
- Einfache Reinigung und Sterilisation dank hochwertiger Oberflächenbeschaffenheit

Mit der **Ethicon AP 4010Z – AP4010Z Musterzange ABSOLOK-ZANGE** entscheiden sich medizinische Fachkräfte für ein Instrument, das höchste Anforderungen an Qualität, Präzision und Sicherheit erfüllt. Dieses Produkt unterstützt Chirurgen dabei, operative Eingriffe effizient und erfolgreich durchzuführen.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

