



## [ETHICON GEN11 HF-CHIRURGIE EINHEIT](#)

SKU: EJ052025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**Ethicon GEN11 HF-Chirurgie Einheit** ist ein hochmodernes elektrochirurgisches System, das präzise und sichere Schnitte sowie Koagulationen ermöglicht. Mit innovativer Technologie unterstützt es Chirurgen bei effizienten und kontrollierten Eingriffen in verschiedenen medizinischen Fachgebieten.



---

Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Ethicon GEN11 HF-Chirurgie Einheit** stellt eine hochmoderne Lösung für die elektrochirurgische Anwendung in verschiedenen chirurgischen Disziplinen dar. Entwickelt von Ethicon, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich chirurgischer Technologien, bietet diese Einheit präzise und zuverlässige Leistung für minimalinvasive und offene Operationen.

### Leistungsmerkmale:

- **Vielseitigkeit:** Die GEN11 ist für eine Vielzahl von HF-Chirurgieverfahren geeignet, einschließlich Schneiden, Koagulieren, Bipolar- und Monopolaranwendungen.
- **Präzise Energieabgabe:** Die fortschrittliche Steuerungstechnik ermöglicht eine exakte Dosierung der Hochfrequenzenergie, was die Gewebeschädigung minimiert und eine optimale Wundheilung unterstützt.
- **Benutzerfreundliches Interface:** Ein intuitives Touchscreen-Display sowie voreingestellte Modi erleichtern die Bedienung und reduzieren die Vorbereitungszeit im OP.
- **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Überwachungsmechanismen gewährleisten den Schutz von Patient und Personal, indem sie Energieabgabe und Systemstatus kontinuierlich kontrollieren.

- **Kompatibilität:** Die Einheit ist kompatibel mit einer breiten Palette von chirurgischen Instrumenten und Zubehörteilen von Ethicon, was eine flexible Anpassung an unterschiedliche OP-Anforderungen erlaubt.

### **Anwendungsbereiche:**

Die Ethicon GEN11 HF-Chirurgie Einheit findet Anwendung in:

- Allgemein- und Viszeralchirurgie
- Gynäkologie
- Urologie
- Orthopädie
- HNO-Chirurgie
- Minimalinvasiven Eingriffen

### **Technische Daten:**

- HF-Leistungsbereich: individuell einstellbar
- Arbeitsmodi: Schneiden, Koagulieren, Blend, Bipolar etc.
- Spannungsversorgung: standardisierte Netzanschlüsse
- Abmessungen: kompakt und platzsparend
- Gewicht: leicht für einfache Integration in den OP

Die **Ethicon GEN11 HF-Chirurgie Einheit** vereint modernste Technik mit bewährter Ethicon-Qualität, um Chirurgen eine zuverlässige und effiziente Elektrochirurgie zu ermöglichen. Durch ihre Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit unterstützt sie eine Vielzahl von chirurgischen Verfahren und trägt maßgeblich zur Verbesserung von OP-Ergebnissen bei.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

