



[F.L.FISCHER 017 618 + 017 615 + 017 618 + 017 617 + 017 614 PINZETTEN](#)

SKU: EB012025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

Die F.L.FISCHER Pinzetten (Modelle 017 618, 017 615, 017 617 und 017 614) zeichnen sich durch präzise Verarbeitung und ergonomisches Design aus, wodurch sie eine sichere und exakte Handhabung in medizinischen Anwendungen gewährleisten. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl, bieten sie optimale Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit für den professionellen Einsatz.



Categories: [Op Instrumente](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **F.L.FISCHER Pinzetten** Modelle 017 618, 017 615, 017 617 und 017 614 stellen eine hochwertige Auswahl präziser Instrumente dar, die speziell für den medizinischen und chirurgischen Einsatz konzipiert sind. Diese Pinzetten zeichnen sich durch ihre exzellente Verarbeitung, ergonomisches Design und optimale Funktionalität aus, um höchste Ansprüche in der Patientenversorgung zu erfüllen.

Material und Verarbeitung:

Alle Pinzetten sind aus medizinischem Edelstahl gefertigt, der eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit gewährleistet. Die präzise Schlifftechnik sorgt für eine glatte Oberfläche ohne Grate, wodurch Gewebeschäden minimiert und die Reinigung sowie Sterilisation erleichtert werden.

Design und Funktionalität:

- **Modell 017 618:** Feine, spitze Spitzen für die besonders präzise Handhabung kleiner Gewebestrukturen und



Fremdkörper.

- **Modell 017 615:** Flachspitze mit geriffelter Greiffläche für sicheren Halt bei unterschiedlichsten chirurgischen Anwendungen.
- **Modell 017 617:** Abgewinkelte Spitze zur optimalen Erreichbarkeit schwer zugänglicher Stellen.
- **Modell 017 614:** Gerade, breite Spitzen für das Halten größerer Gewebestrukturen ohne Quetschungen.

Anwendungsgebiete:

Diese Pinzetten sind vielseitig einsetzbar in den Bereichen der Chirurgie, Dermatologie, Gynäkologie, Zahnmedizin sowie in der allgemeinen medizinischen Diagnostik und Behandlung. Sie ermöglichen ein präzises Greifen, Halten und Manipulieren von Gewebe, Fäden oder anderen Materialien.

Hygiene und Sterilisation:

Die glatte Oberfläche und die hochwertige Materialauswahl erlauben eine einfache Reinigung sowie Sterilisation in Autoklaven, wodurch die Einhaltung strenger Hygienestandards gewährleistet ist.

Mit den F.L.FISCHER Pinzetten der Modelle 017 618, 017 615, 017 617 und 017 614 erhalten medizinische Fachkräfte zuverlässige und langlebige Instrumente, die durch präzise Funktionalität und ergonomisches Design überzeugen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

