



FAMED WP-02.0 TRANSPORTLIEGE

SKU: A032015

499,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Übertragungsfahrtrage / Transport / manuell /
höhenverstellbar

Mechanisch

höhenverstellbare und Röntgendurchlässig

Gesamtlänge . Ca 200 cm

Matratzen-Abmessungen : 191,5 cm x 58,6

Maximale Belastung : 250 Kg

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com


info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Möbel und Praxiseinrichtung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Übertragungsfahrtrage / Transport / manuell / höhenverstellbar

Mechanisch



höhenverstellbare und Röntgendurchlässig

Gesamtlänge . Ca 200 cm

Matratzen-Abmessungen : 191,5 cm x 58,6

Maximale Belastung : 250 Kg

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

