



## [FINA VAC T 50 WAND DIN](#)

SKU: BE062016-NV - BF062016-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**FINA VAC T 50 Wand DIN** ist eine hochwertige Vakuumwandanschlussdose, die eine sichere und zuverlässige Verbindung gemäß DIN-Norm gewährleistet. Das robuste Design ermöglicht eine einfache Installation und optimale Funktionalität in medizinischen Einrichtungen.



---

Categories: [Absaugpumpen](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **FINA VAC T 50 Wand DIN** ist ein hochwertiges medizinisches Vakuumventil, das speziell für die sichere und zuverlässige Absaugung in klinischen und stationären Anwendungen konzipiert wurde. Dieses Wandmontage-Ventil entspricht den strengen DIN-Normen und bietet eine optimale Schnittstelle zwischen dem zentralen Vakuumsystem und den medizinischen Absauggeräten.

### Produktmerkmale und technische Spezifikationen:

- **Normgerecht:** Entspricht den aktuellen DIN-Standards für medizinische Vakuumsysteme, insbesondere DIN 13260.
- **Robuste Bauweise:** Gehäuse aus langlebigem, korrosionsbeständigem Material für eine lange Lebensdauer auch bei intensivem Gebrauch.
- **Einfache Wandmontage:** Platzsparende Installation an der Wand, ideal für Klinikräume, OP-Säle und Intensivstationen.
- **Sicherer Anschluss:** Kompatibel mit standardisierten medizinischen Absauggeräten und Schläuchen, gewährleistet eine dichte und belastbare Verbindung.
- **Optimale Vakuumregelung:** Präzise Steuerung des Vakuums zur effizienten und schonenden Absaugung von

Flüssigkeiten und Sekreten.

- **Hygienisches Design:** Glatte Oberflächen und leicht zu reinigende Materialien minimieren das Risiko von Kontaminationen.

#### **Anwendungsgebiete:**

Der FINA VAC T 50 Wand DIN wird vor allem in folgenden Bereichen eingesetzt:

- Chirurgische Abteilungen zur Absaugung während Operationen
- Intensiv- und Notfallstationen
- Stationäre Pflegeeinrichtungen
- Ambulante medizinische Einrichtungen, die eine sichere Vakuumabsaugung benötigen

#### **Vorteile auf einen Blick:**

- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit durch DIN-konforme Fertigung
- Einfache Integration in bestehende Vakuumsysteme
- Benutzerfreundliche Handhabung und schnelle Montage
- Robustes Material für lange Einsatzdauer
- Optimale hygienische Standards für den Klinikalltag

Mit dem **FINA VAC T 50 Wand DIN** erhalten medizinische Einrichtungen ein leistungsfähiges, sicheres und langlebiges Vakuumventil, das den hohen Anforderungen moderner medizinischer Absaugtechnik gerecht wird. Die Kombination aus normgerechter Qualität, einfacher Handhabung und hygienischem Design macht dieses Produkt zur idealen Wahl für eine Vielzahl medizinischer Anwendungen.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

**Weight** 1 kg



## GALLERIE

