



## **FISHER & PAYKEL MR340E** **BEFEUCHTERKAMMER MIT** **SCHLÄUCHESATZ**

**SKU:** FH052025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

Der **Fisher & Paykel MR340E** Befeuchterkammer mit Schläuchesatz gewährleistet eine effiziente und sichere Befeuchtung von Atemluft bei der Beatmungstherapie. Das System ist kompatibel mit gängigen Beatmungsgeräten und sorgt für optimale Feuchtigkeit, um die Atemwege des Patienten zu schützen und das Therapiewohlbefinden zu steigern.



---

**Categories:** [Patientenversorgung](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die **Fisher & Paykel MR340E Befeuchterkammer mit Schläuchesatz** ist ein hochwertiges medizinisches Zubehör, das speziell für die Anwendung in der Atemtherapie entwickelt wurde. Dieses Produkt dient der sicheren und effektiven Befeuchtung von Atemgasen bei Patienten, die eine nicht-invasive oder invasive Beatmung benötigen.

### **Produktmerkmale und Vorteile:**

- **Optimale Befeuchtung:** Die MR340E Befeuchterkammer gewährleistet eine konstante und kontrollierte Befeuchtung der Atemluft, wodurch die Schleimhäute der Atemwege vor Austrocknung geschützt werden.
- **Kompatibilität:** Die Befeuchterkammer ist kompatibel mit verschiedenen Beatmungssystemen von Fisher & Paykel sowie anderen gängigen Beatmungsgeräten.
- **Integrierter Schläuchesatz:** Der mitgelieferte Schläuchesatz ermöglicht eine einfache und sichere Verbindung zwischen Befeuchterkammer und Beatmungsgerät, was die Handhabung für medizinisches Fachpersonal



erleichtert.

- **Sichere Materialien:** Hergestellt aus biokompatiblen, medizinisch zugelassenen Materialien, die eine sterile und hygienische Anwendung gewährleisten.
- **Einfache Handhabung:** Die transparente Kammer erlaubt eine visuelle Kontrolle des Wasserstandes und eine schnelle Identifikation von Verunreinigungen.

#### **Anwendungsgebiete:**

- Beatmungstherapie bei Patienten mit respiratorischen Erkrankungen
- Intensivmedizin
- Langzeitbeatmung
- Schutz der Atemwege bei künstlicher Beatmung

#### **Technische Daten:**

- Typ: MR340E Befeuchterkammer mit Schläuchesatz
- Volumen der Befeuchterkammer: ca. 340 ml
- Material: Hochwertiger, medizinisch zugelassener Kunststoff
- Verbindung: Standardanschlüsse für Beatmungsgeräte und Schläuche
- Einwegprodukt: Zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen

Die **Fisher & Paykel MR340E Befeuchterkammer mit Schläuchesatz** ist eine zuverlässige Komponente für die Atemtherapie, die zur Verbesserung des Patientenkomforts beiträgt und die Effektivität der Beatmung unterstützt. Durch die einfache Handhabung und die hohe Qualität eignet sie sich ideal für den Einsatz in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und im häuslichen Umfeld.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

