



## [FISHER PAYKEL MR850AGU MR850 AGU BEFEUCHTER](#)

SKU: FZ072025-

zzgl. [Versandkosten](#)

Der **Fisher & Paykel MR850AGU Befeuchter** sorgt für eine präzise und kontrollierte Luftbefeuchtung bei Atemtherapien und verbessert dadurch den Patientenkomfort. Durch seine zuverlässige Technologie unterstützt er eine optimale Atemluftfeuchtigkeit und reduziert Irritationen der Atemwege.



---

Categories: [Fundgrube](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Fisher & Paykel MR850AGU Befeuchter** ist ein hochentwickeltes medizinisches Gerät, das speziell zur effektiven Befeuchtung der Atemluft in der Beatmungstherapie entwickelt wurde. Er unterstützt die optimale Atemwegs-befeuchtung bei Patienten, die eine mechanische Beatmung oder eine nicht-invasive Beatmung erhalten.

Das Gerät zeichnet sich durch eine präzise und zuverlässige Steuerung der Befeuchtungsparameter aus, um eine physiologisch angepasste Luftfeuchtigkeit und Temperatur sicherzustellen. Dadurch wird die Schleimhaut der Atemwege geschützt, die Sekretmobilisation verbessert und das Risiko von Atemwegskomplikationen wie Austrocknung oder Reizungen reduziert.

### Wesentliche Merkmale des Fisher & Paykel MR850AGU Befeuchters:

- **Intelligente Temperaturregelung:** Passt die Befeuchtungstemperatur automatisch an die jeweilige Beatmungssituation an.
- **Kompatibilität:** Geeignet für eine Vielzahl von Beatmungsgeräten und nicht-invasive Beatmungssysteme.
- **Benutzerfreundliches Design:** Einfache Bedienung durch übersichtliches Display und intuitive Menüführung.



- **Hygienisches System:** Leicht zu reinigende und austauschbare Befeuchtungskammern zur Minimierung von Infektionsrisiken.
- **Effiziente Befeuchtung:** Gewährleistet eine konstante und optimale Befeuchtungsleistung auch bei langen Beatmungszeiten.

Der MR850AGU Befeuchter von Fisher & Paykel unterstützt somit eine verbesserte Patientenversorgung und trägt maßgeblich zur Reduktion von Beatmungsassoziierten Komplikationen bei. Durch seine hohe Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit ist er ein unverzichtbares Hilfsmittel in der Intensivmedizin sowie in der häuslichen Beatmungstherapie.

#### **Technische Spezifikationen im Überblick:**

- Spannungsversorgung: 100–240 V AC
- Temperaturbereich: individuell einstellbar
- Kompatible Atemsysteme: verschiedene Beatmungsschläuche und Masken
- Abmessungen: kompakt und platzsparend
- Gewicht: leicht und mobil

Zusammenfassend bietet der Fisher & Paykel MR850AGU Befeuchter eine hochqualitative und sichere Lösung zur Atemluftbefeuchtung, die den klinischen Anforderungen gerecht wird und das Wohlbefinden der Patienten nachhaltig verbessert.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

