



## **FISHER&PAYKEL MR850AGU ELEKTRONISCH BEHEIZTER BEFEUCHTER LUFTBEFEUCHTER MIT ZUBEHÖR**

**SKU:** CD112024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Narkose und Beatmung](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der Fisher & Paykel MR850AGU Elektronisch beheizte Befeuchter ist ein wichtiges Gerät in der klinischen Praxis, das Patienten mit Atemunterstützung hilft, eine konstante und angenehme Luftfeuchtigkeit zu erhalten. Durch seine zuverlässige Leistung, die einfache Handhabung und die fortschrittliche Befeuchtungstechnologie ist es eine bevorzugte Wahl für den Einsatz auf Intensivstationen und bei Beatmungstherapien.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

