



[FRESENIUS KABI INJECTOMAT TIVA AGILIA](#)

SKU: DF052025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Fresenius KABI Injectomat TIVA Agilia ist eine präzise Infusionspumpe, speziell entwickelt für die sichere und kontrollierte intravenöse Verabreichung von Arzneimitteln in der Anästhesie. Das Gerät bietet zuverlässige Dosierung und einfache Handhabung, um eine optimale Patientenversorgung zu gewährleisten.



Categories: [Anästhesie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Fresenius Kabi Injectomat® TIVA Agilia ist eine hochpräzise Spritzenpumpe, die speziell für die Total Intravenöse Anästhesie (TIVA) und Target Controlled Infusion (TCI) entwickelt wurde. Sie bietet fortschrittliche Funktionen zur sicheren und effektiven Verabreichung von Anästhetika wie Propofol, Remifentanyl und Sufentanyl.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

