



[FRESENIUS MULTIFILTRATEPRO - DIALYSEGERÄT - FRESENIUS MULTI FILTRATE PRO](#)

SKU: DJ092025-NV - GJ092025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Fresenius multifiltratePRO ist ein hochmodernes Dialysegerät, das durch präzise Steuerung und zuverlässige Technik eine effektive und sichere Behandlung von Patienten mit akutem Nierenversagen gewährleistet. Das System bietet flexible Anwendungsmöglichkeiten und optimiert den Therapieablauf im klinischen Umfeld.



Categories: [Dialyse](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Fresenius multifiltratePRO** ist ein hochmodernes Dialysegerät, das speziell für die Anwendung in der Intensivmedizin und der Akutdialyse entwickelt wurde. Es bietet eine zuverlässige und vielseitige Plattform zur Durchführung verschiedener extrakorporaler Blutreinigungsverfahren, darunter Hämodialyse, Hämofiltration, Hämodiafiltration sowie Plasmapherese.

Dank seiner innovativen Technologie unterstützt das multifiltratePRO eine präzise Steuerung und Überwachung des gesamten Dialyseprozesses. Das Gerät ist mit einem intuitiven Touchscreen-Bedienfeld ausgestattet, das eine einfache Handhabung ermöglicht und gleichzeitig umfangreiche Einstellmöglichkeiten für individuelle Therapieprotokolle bietet.

Besondere Merkmale und Vorteile des Fresenius multifiltratePRO:

- **Vielseitigkeit:** Durchführung verschiedener Dialyseverfahren (kontinuierlich und intermittierend) zur optimalen



Anpassung an die Bedürfnisse des Patienten.

- **Präzise Steuerung:** Automatische Überwachung von Blutfluss, Ultrafiltration, Heparindosierung sowie weiterer Therapieparameter für höchste Sicherheit.
- **Modulares Design:** Ermöglicht eine einfache Wartung und Erweiterung durch modulare Komponenten.
- **Patientensicherheit:** Integrierte Alarmsysteme und Sicherheitsmechanismen minimieren Risiken während der Behandlung.
- **Ergonomisches Design:** Kompakte Bauweise und benutzerfreundliche Oberfläche für einen effizienten Arbeitsablauf im Klinikalltag.
- **Dokumentation:** Umfangreiche Datenaufzeichnung und Schnittstellen zur Anbindung an Krankenhausinformationssysteme (KIS) gewährleisten eine lückenlose Therapiedokumentation.

Das Fresenius multifiltratePRO erfüllt höchste Qualitätsstandards und ist nach den aktuellen medizinischen Richtlinien zertifiziert. Es ist somit eine ausgezeichnete Wahl für Kliniken und medizinische Einrichtungen, die eine sichere, flexible und effiziente Lösung für die extrakorporale Blutreinigung suchen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

