



## [FUJI DRYPIX 7000 LASER IMAGER PRINTER](#)

SKU: AV012026

zzgl. [Versandkosten](#)

**Fuji DryPix 7000 Laser Imager Printer** ist ein hochauflösender Laserdrucker speziell für medizinische Bildgebung, der schnelle und präzise Ausdrücke von Röntgen- und anderen Diagnostikbildern liefert. Durch seine zuverlässige Technologie gewährleistet er eine exzellente Bildqualität bei minimalem Wartungsaufwand.



---

**Categories:** [Röntgen & Durchleuchtung](#), [Video-Drucker](#) und [-Recorder](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Fuji DryPix 7000 Laser Imager Printer** ist ein hochmodernes medizinisches Bildgebungsgerät, das speziell für den Einsatz in radiologischen Einrichtungen und Krankenhäusern entwickelt wurde. Dieses Gerät ermöglicht die schnelle und qualitativ hochwertige Erstellung von diagnostischen Bilddrucken, die für die Befundung und Archivierung von zentraler Bedeutung sind.

Ausgestattet mit der neuesten Laserdrucktechnologie bietet der DryPix 7000 eine herausragende Bildauflösung und eine exzellente Detailtreue, die den hohen Anforderungen der medizinischen Bildgebung gerecht wird. Die Druckgeschwindigkeit ist optimiert, um einen effizienten Arbeitsablauf in viel frequentierten klinischen Umgebungen zu gewährleisten.

### **Wesentliche Merkmale und Vorteile des Fuji DryPix 7000:**

- **Hohe Bildqualität:** Präzise Darstellung von Röntgen-, CT- und MRT-Bildern mit scharfen Kontrasten und feinen Details.
- **Schnelle Ausgabe:** Druckgeschwindigkeiten, die den Klinikbetrieb unterstützen und Wartezeiten für Patienten



minimieren.

- **Zuverlässigkeit:** Robuste Bauweise und langlebige Komponenten garantieren einen stabilen Betrieb auch unter hoher Beanspruchung.
- **Einfache Bedienung:** Intuitive Benutzeroberfläche und einfache Integration in bestehende Bildarchivierungs- und Kommunikationssysteme (PACS).
- **Vielseitigkeit:** Kompatibel mit verschiedenen medizinischen Bildformaten und -modi, um eine breite Palette diagnostischer Anforderungen abzudecken.
- **Kompaktes Design:** Platzsparende Bauweise, die sich optimal in unterschiedliche Arbeitsumgebungen einfügt.

Der Fuji DryPix 7000 unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, präzise Diagnosen zu stellen und die Patientenversorgung durch zuverlässige Bilddokumentation zu verbessern. Durch seine fortschrittliche Technologie und benutzerfreundliche Handhabung stellt er eine wichtige Investition in die Qualität der medizinischen Bildgebung dar.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Weight**

220 kg



## GALLERIE

