



## [FUJINON BRO-Y3S BRONCHOSCOPE](#)

SKU: S082015

800,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Insertion Tube: 5.7 mm, Length: 57,5 cm, Total Length: 77 cm,

Channel Size: 2 mm

Field of View: 100°

Depth of Field: 3 - 50 mm

Angulation Up/Down: 160°/100°

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)


[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Insertion Tube: 5.7 mm, Length: 57,5 cm, Total Length: 77 cm,



Channel Size: 2 mm  
Field of View: 100°  
Depth of Field: 3 - 50 mm  
Angulation Up/Down: 160°/100°

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile.           0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone   0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro        0049 40 3 61 61 - 256  
Fax.              0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

